

**norm****NEN-EN 13368-2**

Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie - Deel 2: Bepaling van ijzer gecheleerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED door ionpaar chromatografie

Publicatie uitsluitend voor commentaar

Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography

juni 2016  
ICS 65.080

Commentaar vóór 2016-08-09

Zal vervangen NEN-EN 13368-2:2012

Als Europees normontwerp is gepubliceerd: prEN 13368-2:2016, IDT

Definitief vastgestelde normen zullen als Nederlandse norm gelden. Daarom wordt dit normontwerp in Nederland voor commentaar gepubliceerd. Op het ontwerp ingebracht commentaar zal aan de bevoegde normcommissie worden voorgelegd die hiermee rekening zal houden bij de bepaling van de Nederlandse stem. Indien er geen bezwaar bij NEN wordt gebracht, kan dat leiden tot ongewijzigde definitieve vaststelling van het ontwerp als norm.

Van Europese normen bestaan drie officiële versies: Engels, Frans en Duits. Voor Nederland zal de Engelse versie gelden. Daarnaast kan er gekozen worden voor een andere geautoriseerde versie in het Nederlands.

Normcommissie 370134 "Meststoffen"



**THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED**

**DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD**

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprerecht.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

Voorbeeld  
Preview

June 2016

ICS 65.080

Will supersede EN 13368-2:2012

English Version

**Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers  
by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated  
by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount  
of chelating agents, by ion pair chromatography**

Engrais - Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie - Partie 2: Détermination du fer chélaté [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA et HBED, ou de la quantité d'agents chélatants, par chromatographie d'appariement d'ions

Düngemittel - Bestimmung von Chelatbildnern in Düngemitteln mit Chromatographie - Teil 2: Bestimmung von Fe chelatisiertem [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA und HBED, oder der Menge der Chelatbildner, mit Ionen-Paarchromatographie

This draft European Standard is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 260.

If this draft becomes a European Standard, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

This draft European Standard was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

**Warning** : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and shall not be referred to as a European Standard.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

<b>Contents</b>	<b>Page</b>
European foreword.....	3
<b>1 Scope</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative references</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Terms and definitions</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Principle</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Interferences</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Reagents</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Apparatus</b> .....	<b>7</b>
<b>8 Sampling and sample preparation</b> .....	<b>7</b>
<b>9 Procedure</b> .....	<b>8</b>
<b>9.1 Preparation of the sample solution for iron chelates</b> .....	<b>8</b>
<b>9.2 Preparation of the sample solution for other micronutrient chelates</b> .....	<b>8</b>
<b>9.3 Preparation of the calibration solutions</b> .....	<b>8</b>
<b>9.4 Chromatographic analysis</b> .....	<b>9</b>
<b>10 Expression of the results (Fe in Fe-chelates)</b> .....	<b>12</b>
<b>10.1 Fe chelated by [o,o] EDDHA or [o,o] EDDHMA in Fe-[o,o] EDDHA or Fe-[o,o] EDDHMA chelates</b> .....	<b>12</b>
<b>10.2 Fe chelated by HBED in Fe-HBED chelates</b> .....	<b>12</b>
<b>11 Precision</b> .....	<b>13</b>
<b>11.1 Inter-laboratory test</b> .....	<b>13</b>
<b>11.2 Repeatability</b> .....	<b>13</b>
<b>11.3 Reproducibility</b> .....	<b>14</b>
<b>12 Test report</b> .....	<b>15</b>
<b>Annex A (informative) Statistical results of the inter-laboratory tests</b> .....	<b>16</b>
<b>A.1 Statistical results of the inter-laboratory test performed in 2003</b> .....	<b>16</b>
<b>A.2 Statistical results of the inter-laboratory test performed in 2010</b> .....	<b>17</b>
<b>A.3 Statistical results of the inter-laboratory test performed in 2014 – Part A</b> .....	<b>19</b>
<b>A.4 Statistical results of the inter-laboratory test performed in 2014 – Part B</b> .....	<b>21</b>
<b>Annex B (informative) General procedure for the determination of the titrimetric purity of the chelating agents using a photometric automatic titrator</b> .....	<b>23</b>
<b>Annex C (informative) Complete names of chelating agents</b> .....	<b>24</b>
<b>Bibliography</b> .....	<b>25</b>

## European foreword

This document (prEN 13368-2:2016) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 260 "Fertilizers and liming materials", the secretariat of which is held by DIN.

This document is currently submitted to the CEN Enquiry.

This document will supersede EN 13368-2:2012.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.

In comparison with EN 13368-2:2012, the following modifications have been made:

- a) the determination of the chelating agent has been added to the scope and to the title;
- b) a derivatization method for the determination of the chelating agent is explained in Clause 4, Principle;
- c) a new option has been added for the preparation of the Fe-[o,o] EDDHA solution, starting from a Fe-[o,o] EDDHA standard, in 6.6;
- d) the calculation of the mass fraction of the chelating agents have been included in Clause 10 including Formulae (3) and (4);
- e) Table 2 enlarged by the precision data concerning the 2014 interlaboratory test;
- f) Clause 12 now includes information on the type of standard used for Fe-[o,o] EDDHA samples and the possibility to report on the chelating agent contents;
- g) A.3 and A.4: Results of the inter-laboratory test performed in 2014, part A and B respectively, added.
- h) Annex C: Complete names of chelating agents technical revised.

EN 13368, *Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography* consists of the following parts:

- *Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography*
- *Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography*
- *Part 3: Determination of Fe chelated by [S,S]-EDDS or the amount of the chelating agent by ion pair chromatography (in preparation)*

**prEN 13368-2:2016 (E)****1 Scope**

This European Standard specifies a method for the chromatographic determination of the iron chelated by each individual *ortho*(hydroxy)-*ortho*(hydroxy) isomer of the chelating agents [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and by HBED in fertilizers containing one or more of these substances, except for [o,o] EDDHMA and HBED mixes. The method allows the identification and the determination of the total concentration of water soluble iron chelates of these chelating agents. Also, after derivatization with Fe, the soluble amount of the chelating agents may be determined when other micro-nutrients, beside Fe are present in fertilizers containing [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA or HBED.

This method is applicable to EC fertilizers covered by Regulation (EC) No 2003/2003 [4]. It is applicable to a mass fraction of the metal chelated of at least 0,625 %.

NOTE 1 The substances EDDHA (ethylenediamine-N,N'-di[(hydroxyphenyl)acetic acid] and EDDHMA (ethylenediamine-N,N'-di[(hydroxymethylphenyl)acetic acid] exist as several different isomeric forms. Positional isomers for the hydroxyl or methyl groups (in *ortho*, *meta*, and *para* positions) as well as stereo isomers (*meso* and dl-racemic forms) are known. Both *meso* and dl-racemic forms of the [ortho,ortho] EDDHA and [ortho,ortho] EDDHMA are positional isomers for the hydroxyl groups allowed by the Regulation (EC) No 2003/2003. Since *para*, *meta* and *ortho* methyl positional isomers of the EDDHMA present quite similar stability, they could be grouped: in the method here described the *para*, *meta* and *ortho* methyl positional isomers of the [o,o] EDDHMA are considered together. HBED (N,N'-bis(2-hydroxybenzyl)-ethylenediamine-N,N'-diacetic acid) does not present isomeric forms.

NOTE 2 At present, analytically pure standards only exist for [ortho,ortho] EDDHA, [ortho,ortho] EDDHMA and HBED. All other substances being unavailable as a standard, the influence of their eventual presence in the samples (with respect to the sensitivity and the selectivity of this method) has not been studied.

NOTE 3 The *meso* and the dl-racemic forms of [o,o] EDDHA and [o,o] EDDHMA can be determined separately by this method.

**2 Normative references**

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 1482-2, *Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation*

EN 12944-1:1999, *Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms*

EN 12944-2:1999, *Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers*

EN ISO 3696, *Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696)*

**3 Terms and definitions**

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 12944-1:1999 and EN 12944-2:1999 apply.

## 4 Principle

The iron chelates are separated and determined by isocratic ion-pair high-performance liquid chromatography. When an iron chelate (anion) is added to a polar fluid (eluent), containing a large cation, an ion pair is formed. This ion pair is retained by a non-polar solid phase (stationary phase). The strength of the retention depends on the molecular size and its acidity. Then, each iron chelate presents a characteristic retention time depending on the chelating agent, and it is separated from the other substances present in the sample. The separation is carried out on a reverse phase silica column and an aqueous solution of TBA<sup>+</sup> (tetrabutylammonium) and acetonitrile as eluent. The detection is based on photometry at 280 nm.

For metal chelates different from Fe a derivatization method may be used to form the Fe chelates, and then the chelating agent may be determined by the isocratic ion-pair high-performance liquid chromatography here presented.

NOTE For additional information, see [5], [6] and [7].

## 5 Interferences

No interferences have been detected. Iron chelates with HBEP, EDDHSA, EDTA, DTPA, CDTA, HEEDTA, [*p,p*] EDDHA, [*o,p*] EDDHA, IDHA as well as the chelating agents do not interfere since they are separated from Fe-[*o,o*] EDDHA, Fe-[*o,o*] EDDHMA or Fe-HBED. Fe-[*o,o*] EDDHA does not interfere with Fe-[*o,o*] EDDHMA or Fe-HBED. In the case that Fe-[*o,o*] EDDHMA and Fe-HBED are present in the same sample, an overlapping of the *meso* isomer of the Fe-[*o,o*] EDDHMA and Fe-HBED peaks may occur with some equipment depending on the column used. The use of a different column of the same type can solve this problem.

NOTE For the complete names of the abbreviations of chelating agents used in this document, see Annex C.

## 6 Reagents

### 6.1 General

All reagents shall be of recognized analytical grade. Water used for the preparation of eluents, standards, and sample solutions shall conform to EN ISO 3696, grade 1 and shall be degassed and free of organic contaminants. If products with a declared purity of less than 99 % are used for the preparation of standard solutions, a correction should be made in order to obtain exactly the required concentration in the solution.

If there is any doubt of the purity of the standard, it is necessary to determine it.

NOTE For this determination, a titrimetric method can be used. See Annex B for a general method using an automatic titrator. Manual titration could also be adequate.

### 6.2 Sodium hydroxide solution, $c(\text{NaOH}) = 0,1 \text{ mol/l}$ .

Dissolve 4 g of NaOH in pellet form in a 1 l volumetric flask with water (6.1). Dilute to the mark and homogenize.

The incorporation of CO<sub>2</sub> from the atmosphere should be carefully avoided. Otherwise, the dissolution of chelating agents (see 6.6, 6.7 and 6.8) can be incomplete.

### 6.3 Hydrochloric acid solution, $c(\text{HCl}) = 1,0 \text{ mol/l}$ .

Dilute 88 ml of hydrochloric acid (mass fraction 35 % HCl) to 1 000 ml with water.

**prEN 13368-2:2016 (E)****6.4 Hydrochloric acid solution**,  $c(\text{HCl}) = 0,1 \text{ mol/l}$ .

Dilute 50 ml of hydrochloric acid 1,0 mol/l (6.3) to 500 ml with water.

**6.5 Iron-nitrate solution**,  $\rho(\text{Fe}) = 1\,050 \text{ mg/l}$ .

Dissolve 0,759 4 g of ferric nitrate 9-hydrate ( $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ ) in 100 ml of water. Check (for example by AAS) that the Fe concentration in this solution amounts  $1\,050 \text{ mg} \pm 30 \text{ mg/l}$ .

NOTE As the  $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$  is deliquescent it will be added in solution of a known concentration.

**6.6 Fe-[o,o] EDDHA solution**,  $\rho(\text{Fe}) = 100 \text{ mg/l}$ .

Depending on the availability, either 6.6.1 or 6.6.2 procedures can be used to prepare the standard stock solution.

**6.6.1 Preparation from Fe-[o,o] EDDHA.**

Dissolve 5/P g (where P is the purity of the solid standard in percentage of Fe chelated), in 50 ml of water (6.1) in a 100 ml beaker and make up to volume (500 ml) in a volumetric flask with water. The standard obtained in this way may be stored in darkness for one year.

**6.6.2 Preparation from [o,o] EDDHA.**

Dissolve 0,322 1 g (see 6.1) of ethylenediamine-N,N'-di[(*ortho*-hydroxyphenyl)acetic acid] in 350 ml of water (6.1) and 27 ml of NaOH (6.2) in a 500 ml beaker. Add 50 ml of the Fe solution (6.5) to the chelating agent solution, stirring for about 5 min.

Adjust the solution to pH 7,0 with NaOH solution (6.2). Let the solution stand overnight in darkness to allow excess Fe to precipitate as oxide. Filter quantitatively through a cellulose filter and make up to volume (500 ml) in a volumetric flask with water (6.1). The standard obtained in this way may be stored in darkness for one year.

**6.7 Fe-[o,o] EDDHMA solution**,  $\rho(\text{Fe}) = 100 \text{ mg/l}$ .

Dissolve 0,347 1 g (see 6.1) of ethylenediamine-N,N'-di[(*ortho*-hydroxy-*para*-methylphenyl)acetic acid] [the *paramethyl* isomer of [o,o] EDDHMA, (see Note 1 in Clause 1)] in 350 ml of water (6.1) and 27 ml of NaOH (6.2) in a 500 ml beaker. Add 50 ml of the Fe solution (6.5) to the chelating agent solution, stirring for about 5 min.

Adjust the solution to pH 7,0 with NaOH solution (6.2). Let the solution stand overnight in darkness to allow excess Fe to precipitate as oxide. Filter quantitatively through a cellulose filter and make up to volume (500 ml) in a volumetric flask with water (6.1). The standard obtained in this way can be stored in darkness for one year.

**6.8 Fe-HBED solution**,  $\rho(\text{Fe}) = 100 \text{ mg/l}$ .

Dissolve 0,347 1 g (see 6.1) of N,N'-bis(2-hydroxybenzyl)-ethylenediamine-N,N'-diacetic acid (HBED) or 0,379 7 g if HBED·HCl is used in 350 ml of water (6.1) and 27 ml of NaOH (6.2) in a 500 ml beaker. Add 50 ml of the Fe solution (6.5) to the chelating agent solution, stirring for about 5 min.

Adjust the solution to pH 5,0 with HCl solution (6.4) or NaOH solution (6.2). Let the solution stand overnight in darkness to allow excess Fe to precipitate as oxide. Filter quantitatively through a cellulose filter and make up to volume (500 ml) in a volumetric flask with water (6.1). The standard obtained in this way may be stored in darkness for one year.



## 6.9 Eluent for the determination.

Add 20 ml of TBAOH (mass fraction 40 % Tetrabutylammonium hydroxide solution in water) to 600 ml of water (6.1). Adjust to pH 6,0 with hydrochloric acid solution (6.3 and 6.4). Add 300 ml of acetonitrile (HPLC grade) and make up to volume in a 1 l volumetric flask with water. Filter through a 0,2 µm membrane filter (7.4 b)) and degas.

TBACl or TBABr may be used, providing that pH is adjusted to 6,0 with NaOH or HCl.

## 7 Apparatus

Usual laboratory equipment, glassware and the following:

### 7.1 Magnetic stirrer.

### 7.2 Chromatograph, equipped with:

- a) an isocratic pump delivering the eluent at a flow rate of 1,5 ml/min;
- b) an injection valve with a 20 µl injection loop;
- c) a C-18 column; internal diameter: 3,9 mm; column length: 150 mm; dp = 5 µm<sup>1)</sup>;
- d) a C-18 guard column (recommended);
- e) a UV/VIS-detector with a 280 nm-filter;
- f) an integrator.

### 7.3 Balance, with an accuracy of ± 0,1 mg.

### 7.4 Membrane filters, including:

- a) micro membrane filters resistant to aqueous solutions, with porosity of 0,45 µm;
- b) micro membrane filters resistant to organic solutions (e.g. polyamide 66 micro membrane filters), with porosity of 0,2 µm.

## 8 Sampling and sample preparation

Sampling is not part of the method specified in this document. A recommended sampling method is given in EN 1482-1.

Sample preparation shall be carried out in accordance with EN 1482-2.

For the size reduction of samples with a high amount of chelating agents, it is not recommended to use a high speed laboratory mill. It is more convenient to grind the sample to a particle size less than 1 mm.

---

1) SYMMETRY™ C18, from WATERS, LiChroCART® Purospher® RP-18, from MERCK or equivalent are examples of suitable products available commercially. This information is given for the convenience of users of this European Standard and does not constitute an endorsement by CEN of these products.

# Bestelformulier

# NEN

## Stuur naar:

NEN Standards Products & Services  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214  
2600 WB Delft

## NEN Standards Products & Services

Postbus 5059  
2600 GB Delft

Vlinderweg 6  
2623 AX Delft

T (015) 2 690 390  
F (015) 2 690 271

[www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)

## Ja, ik bestel

\_\_\_ ex. NEN-EN 13368-2:2016 Ontw. en Meststoffen - Bepaling van chelaatvormers in meststoffen door chromatografie - Deel 2: Bepaling van ijzer gecheleerd door o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA en HBED door ionpaar chromatografie

€ 29.20

**Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via [www.nen.nl/normshop](http://www.nen.nl/normshop)**

### Gratis e-mailnieuwsbrieven

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze e-mailnieuwsbrieven. [www.nen.nl/nieuwsbrieven](http://www.nen.nl/nieuwsbrieven)

### Retourneren

Fax: (015) 2 690 271  
E-mail: [klantenservice@nen.nl](mailto:klantenservice@nen.nl)  
Post: NEN Standards Products & Services,  
t.a.v. afdeling Klantenservice  
Antwoordnummer 10214,  
2600 WB Delft  
(geen postzegel nodig).

## Gegevens

Bedrijf / Instelling

T.a.v. \_\_\_\_\_ O M O V

E-mail

Klantnummer NEN

Uw ordernummer \_\_\_\_\_ BTW nummer \_\_\_\_\_

Postbus / Adres

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Telefoon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Factuuradres** (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)

Postbus / Adres

Postcode \_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_

### Voorwaarden

- De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven.
- Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen.
- Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten.
- Meer informatie: telefoon (015) 2 690 391, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur.
- Wijzigingen en typfouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.
- U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: [www.nen.nl/leveringsvoorwaarden](http://www.nen.nl/leveringsvoorwaarden).